

Même® микротан®

Покрытые микротаном® наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, круглая форма, четыре проекции

POLYTECH

Health & Aesthetics



Наполненные силиконовым гелем имплантаты Même®, покрытые микротаном®, имеют круглое основание и наивысшую точку проекции в центре.

Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к молочной железе. Существует четыре проекции имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль

(MMP), высокий профиль (MHP) и экстремально высокий профиль (MXP).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

Même® микротан®, CE 0483

Même® MLP – низкий профиль, покрытие микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30624-100*	96	96	27	57	100
30624-115	101	101	28	60	115
30624-135*	106	106	29	62	135
30624-150	111	111	30	65	150
30624-170*	116	116	30	68	170
30624-195	121	121	31	71	195
30624-215*	126	126	32	73	215
30624-245	131	131	33	76	245
30624-270*	136	136	34	79	270
30624-300	141	141	35	82	300
30624-330*	146	146	35	85	330

Même® MHP – высокий профиль, покрытие микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30626-140	91	91	40	64	140
30626-165*	96	96	41	67	165
30626-190	101	101	43	71	190
30626-215*	106	106	45	74	215
30626-250	111	111	46	77	250
30626-285*	116	116	48	80	285
30626-325	121	121	50	83	325
30626-365*	126	126	51	87	365
30626-410	131	131	53	90	410
30626-460*	136	136	55	93	460
30626-510	141	141	56	96	510
30626-565*	146	146	58	100	565

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком *.

Информация о материалах

Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительно естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов покрыта микротаном® (микрополиуретановой пеной). Частота капсулярной контрактуры при использовании имплантатов с микрополиуретановым покрытием составляет 0-3%¹, что на 30% ниже по сравнению с гладкими имплантатами.²

1: Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eysen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007
2: Handel, 2006

Même® MMP – средний профиль, покрытие микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30625-110	91	91	33	59	110
30625-130*	96	96	34	62	130
30625-150	101	101	36	65	150
30625-175*	106	106	37	68	175
30625-200	111	111	38	71	200
30625-230*	116	116	39	74	230
30625-260	121	121	41	77	260
30625-290*	126	126	42	80	290
30625-325	131	131	43	83	325
30625-365*	136	136	44	86	365
30625-405	141	141	46	89	405

Même® MXP – экстремально высокий профиль, покрытие микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30627-095*	76	76	40	59	95
30627-115	81	81	43	62	115
30627-140*	86	86	45	66	140
30627-165	91	91	47	69	165
30627-195*	96	96	49	73	195
30627-225	101	101	51	77	225
30627-260*	106	106	53	80	260
30627-300	111	111	55	84	300
30627-345*	116	116	57	87	345
30627-390	121	121	59	91	390
30627-440*	126	126	61	94	440
30627-495	131	131	63	98	495
30627-555*	136	136	65	101	555
30627-615	141	141	67	105	615

Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com



Дистрибьютор:

ООО Политех Силimed Украина
Ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
📧 office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua