

## Même® *Sublime Line* POLYtxt®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, круглой формы, с поверхностью POLYtxt®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

# POLYTECH

Health & Aesthetics



Заполненные силиконовым гелем имплантаты Même® имеют текстурированную поверхность POLYtxt®, круглое основание и центральную проекцию. Степень заполнения имплантатов *Sublime Line*® увеличена для достижения оптимального объема.

Консистенция этих высококачественных имплантатов очень близка к естественным тканям молочной железы.

Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (TLS), средний профиль (TMS), высокий профиль (THS) и экстра высокий профиль (TXS).

Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –  
качество, созданное в Германии**

Même® TLS – Низкий профиль, POLYtxt®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20724-110*	90	90	26	54	110
20724-125	95	95	27	57	125
20724-150*	100	100	28	60	150
20724-165	105	105	29	62	165
20724-185*	110	110	29	65	185
20724-215	115	115	30	68	215
20724-235*	120	120	31	71	235
20724-270	125	125	32	73	270
20724-295*	130	130	33	76	295
20724-330	135	135	34	79	330
20724-365*	140	140	35	82	365

Même® TMS – Средний профиль, POLYtxt®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20725-120	85	85	32	56	120
20725-145*	90	90	33	59	145
20725-165	95	95	35	62	165
20725-195*	100	100	36	65	195
20725-220	105	105	37	68	220
20725-255*	110	110	38	71	255
20725-285	115	115	40	74	285
20725-320*	120	120	41	77	320
20725-360	125	125	43	80	360
20725-400*	130	130	44	83	400
20725-445	135	135	45	86	445

Même® THS – Высокий профиль, POLYtxt®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20726-155	85	85	39	61	155
20726-180*	90	90	40	64	180
20726-210	95	95	42	67	210
20726-235*	100	100	44	71	235
20726-275	105	105	45	74	275
20726-315*	110	110	47	77	315
20726-360	115	115	49	80	360
20726-400*	120	120	51	83	400
20726-450	125	125	53	87	450
20726-505*	130	130	55	90	505
20726-560	135	135	57	93	560
20726-620*	140	140	59	96	620

Même® TXS – Экстравысокий профиль, POLYtxt®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20727-105*	70	70	40	55	105
20727-125	75	75	43	59	125
20727-155*	80	80	45	62	155
20727-180	85	85	47	66	180
20727-215*	90	90	49	69	215
20727-250	95	95	51	73	250
20727-285*	100	100	53	77	285
20727-330	105	105	55	80	330
20727-380*	110	110	57	84	380
20727-430	115	115	59	87	430
20727-485*	120	120	61	91	485
20727-545	125	125	63	94	545
20727-610*	130	130	65	98	610
20727-675	135	135	67	101	675

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (\*).

## Информация о материалах

Имплантаты производства POLYTECH Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formogel® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.

Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата имеет текстурированную поверхность POLYtxt®. Данная текстура известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>: частота капсулярной контрактуры при использовании имплантов с текстурированной поверхностью: 8-15% (Iwasugi+Frame, 1997), что на 15% ниже, чем при использовании гладких имплантатов (Handel, 2008)

Дистрибьютор:  
ООО Политех Хелс Украина  
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина  
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537  
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

## Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

## Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:  
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH  
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany  
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30  
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

