

Même®

Текстурированные, наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, круглая форма, четыре проекции

POLYTECH

Health & Aesthetics



Текстурированные, наполненные силиконовым гелем имплантаты Même® имеют круглое основание и наивысшую точку проекции в центре.

Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к молочной железе. Существует четыре проекции имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль

(MMP), высокий профиль (MHP) и экстра высокий профиль (MXP).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

Même® TLP – низкий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20624-100*	93	93	25	54	100
20624-115	98	98	26	57	115
20624-135*	103	103	27	60	135
20624-150	108	108	28	62	150
20624-170*	113	113	28	65	170
20624-195	118	118	29	68	195
20624-215*	123	123	30	71	215
20624-245	128	128	31	73	245
20624-270*	133	133	32	76	270
20624-300	138	138	33	79	300
20624-330*	143	143	34	82	330

Même® THP – высокий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20626-140	88	88	38	61	140
20626-165*	93	93	39	64	165
20626-190	98	98	41	67	190
20626-215*	103	103	43	71	215
20626-250	108	108	44	74	250
20626-285*	113	113	46	77	285
20626-325	118	118	48	80	325
20626-365*	123	123	49	83	365
20626-410	128	128	51	87	410
20626-460*	133	133	53	90	460
20626-510	138	138	54	93	510
20626-565*	143	143	56	96	565

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком *.

Информация о материалах

Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительной естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов текстурированная. Эта текстура известна своей надежностью, и доказана ее роль в значительном снижении частоты капсулярной контрактуры.¹

1: при использовании текстурированных имплантатов – 8-15% (Iwagwu + Frame, 1997), что на 15% ниже по сравнению с гладкими имплантатами (Handel, 2006)

Même® TMP – средний профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20625-110	88	88	31	56	110
20625-130*	93	93	32	59	130
20625-150	98	98	34	62	150
20625-175*	103	103	35	65	175
20625-200	108	108	36	68	200
20625-230*	113	113	37	71	230
20625-260	118	118	39	74	260
20625-290*	123	123	40	77	290
20625-325	128	128	41	80	325
20625-365*	133	133	42	83	365
20625-405	138	138	44	86	405

Même® THP – экстра высокий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20627-095*	73	73	38	55	95
20627-115	78	78	41	59	115
20627-140*	83	83	43	62	140
20627-165	88	88	45	66	165
20627-195*	93	93	47	69	195
20627-225	98	98	49	73	225
20627-260*	103	103	51	77	260
20627-300	108	108	53	80	300
20627-345*	113	113	55	84	345
20627-390	118	118	57	87	390
20627-440*	123	123	59	91	440
20627-495	128	128	61	94	495
20627-555*	133	133	63	98	555
20627-615	138	138	65	101	615

Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com



Дистрибьютор:

ООО Политех Силимед Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
📧 office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua