


## Opticon® *SublimeLine* Microthane®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, имеют укороченное основание, поверхность Microthane®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

# POLYTECH

Health & Aesthetics



Заполненные силиконовым гелем имплантаты Opticon® имеют поверхность Microthane, укороченное основание, анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней половине. Степень заполнения имплантатов *SublimeLine*® увеличена для достижения оптимального объема.

Консистенция этих высококачественных имплантатов очень близка к естественным тканям молочной железы.

Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (MLS), средний профиль (MMS), высокий профиль (MHS) и экстра высокий профиль (MXS).

Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –  
качество, созданное в Германии**

## Opticon® MLS – Низкий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30744-110*	103	87	30	42	110
30744-120	108	91	31	44	120
30744-140*	113	95	31	46	140
30744-160	118	100	32	48	160
30744-175*	123	104	33	49	175
30744-200	128	108	34	51	200
30744-220*	133	112	35	53	220
30744-240	138	116	36	55	240
30744-270*	143	121	37	56	270
30744-295	148	125	37	58	295
30744-325*	153	129	38	60	325
30744-360	158	133	39	62	360

## Opticon® MHS – Высокий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30746-115	88	74	41	51	115
30746-130*	93	79	42	53	130
30746-155	98	83	44	55	155
30746-175*	103	87	46	58	175
30746-205	108	91	47	60	205
30746-230*	113	95	49	62	230
30746-265	118	100	51	65	265
30746-295*	123	104	53	67	295
30746-335	128	108	55	69	335
30746-375*	133	112	57	72	375
30746-420	138	116	59	74	420
30746-460*	143	121	61	76	460
30746-510	148	125	63	79	510
30746-560*	153	129	64	81	560
30746-615	158	133	66	84	615

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (\*).

## Информация о материалах

Имплантаты производства POLYTECH Health&Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formory® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.

Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата покрыта Microthane® (микрополиуретановой пеной). Данная поверхность известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры<sup>1</sup>.

1: (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

Дистрибьютор:  
ООО Политех Хелс Украина  
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина  
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537  
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

## Opticon® MMS – Средний профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30745-125	98	83	37	49	125
30745-145*	103	87	38	51	145
30745-165	108	91	39	53	165
30745-185*	113	95	40	55	185
30745-210	118	100	42	57	210
30745-235*	123	104	43	59	235
30745-265	128	108	45	61	265
30745-295*	133	112	46	63	295
30745-330	138	116	47	65	330
30745-365*	143	121	49	67	365
30745-400	148	125	50	69	400
30745-445*	153	129	51	71	445
30745-490	158	133	53	73	490

## Opticon® MXS – Экстремально высокий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30747-115*	83	70	47	54	115
30747-130	88	74	49	56	130
30747-160*	93	79	51	59	160
30747-185	98	83	53	62	185
30747-215*	103	87	55	65	215
30747-240	108	91	57	67	240
30747-280*	113	95	59	70	280
30747-320	118	100	61	73	320
30747-360*	123	104	63	75	360
30747-400	128	108	65	78	400
30747-450*	133	112	67	81	450
30747-500	138	116	69	83	500
30747-560*	143	121	71	86	560
30747-615	148	125	73	89	615

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

## Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

## Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:  
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH  
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany  
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30  
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

