

Оптимам®

Текстурированные, наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, анатомическая форма, четыре проекции

POLYTECH

Health & Aesthetics



Текстурированные, наполненные силиконовым гелем имплантаты Оптимам® имеют овальное вытянутое по вертикали основание и анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней части овального основания. Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к молочной железе. Существует четыре проекции

имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль (MMP), высокий профиль (MHP) и экстра высокий профиль (MXP).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

Оптима[®], CE 0483

Оптима[®] TLP – низкий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20674-100*	93	107	25	43	100
20674-120	98	113	26	45	120
20674-135*	103	119	27	47	135
20674-155	108	125	28	49	155
20674-175*	113	131	28	51	175
20674-200	118	136	29	54	200
20674-220*	123	142	30	56	220
20674-250	128	148	31	58	250
20674-275*	133	154	32	60	275
20674-305	138	160	33	62	305
20674-340*	143	165	34	64	340
20674-375	148	171	34	66	375
20674-410*	153	177	35	68	410
20674-450	158	183	36	70	450

Оптима[®] TMP – средний профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20675-115	88	102	31	46	115
20675-135*	93	107	32	49	135
20675-155	98	113	34	51	155
20675-180*	103	119	35	53	180
20675-205	108	125	36	56	205
20675-235*	113	131	37	58	235
20675-265	118	136	39	60	265
20675-300*	123	142	40	63	300
20675-335	128	148	41	65	335
20675-370*	133	154	42	67	370
20675-415	138	160	44	70	415
20675-460*	143	165	45	72	460
20675-505	148	171	46	75	505
20675-555*	153	177	47	77	555
20675-610	158	183	49	79	610

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком *.

Информация о материалах

Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительно естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов текстурированная. Эта текстура известна своей надежностью, и доказана ее роль в значительном снижении частоты капсулярной контрактуры.¹

1: при использовании текстурированных имплантатов – 8-15% (Iwuagwu + Frame, 1997), что на 15% ниже по сравнению с гладкими имплантатами (Handel, 2006)

Оптима[®] THP – высокий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20676-140	88	102	38	52	140
20676-165*	93	113	39	54	165
20676-195	98	98	41	57	195
20676-225*	103	119	43	60	225
20676-255	108	125	44	62	255
20676-290*	113	131	46	65	290
20676-330	118	136	48	68	330
20676-375*	123	142	49	70	375
20676-420	128	148	51	73	420
20676-470*	133	154	53	76	470
20676-520	138	160	54	78	520
20676-580*	143	165	56	81	580

Оптима[®] MXP – экстремально высокий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20677-100*	73	84	38	48	100
20677-120	78	90	41	51	120
20677-145*	83	96	43	54	145
20677-170	88	102	45	57	170
20677-200*	93	107	47	60	200
20677-230	98	113	49	63	230
20677-265*	103	119	51	66	265
20677-305	108	125	53	69	305
20677-350*	113	131	55	72	350
20677-400	118	136	57	75	400
20677-450*	123	142	59	78	450
20677-505	128	148	61	81	505
20677-565*	133	154	63	84	565
20677-630	138	160	65	87	630

Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
 Alzheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
 ☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
 www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com

Дистрибьютор:

ООО Политех Силимед Украина
 ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
 ☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
 ✉ office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua

