

Репликон® микротан®

Покрытые микротаном® наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, каплевидная форма, четыре проекции

POLYTECH

Health & Aesthetics







Наполненные силиконовым гелем имплантаты Репликон®, покрытые микротаном®, имеют круглое основание, каплевидный профиль и наивысшую точку проекции в нижней трети круглого основания. Эта форма была разработана для восстановления анатомической формы молочной железы.





Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к

молочной железе. Существует четыре проекции имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль (MMP), высокий профиль (MHP) и экстра высокий профиль (MXP).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

Репликон® микротан®, СЕ 0483

Репликон® MLP – низкий профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
A	C	B	D		
30634-090*	96	96	27	42	90
30634-100	101	101	28	44	100
30634-115*	106	106	29	46	115
30634-135	111	111	30	48	135
30634-150*	116	116	30	50	150
30634-170	121	121	31	52	170
30634-190*	126	126	32	54	190
30634-215	131	131	33	56	215
30634-240*	136	136	34	58	240
30634-265	141	141	35	59	265
30634-290*	146	146	36	61	290
30634-320	151	151	36	63	320
30634-355*	156	156	37	65	355
30634-385	161	161	38	67	385

Репликон® MMP – средний профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
A	C	B	D		
30635-100	91	91	33	46	100
30635-115*	96	96	34	48	115
30635-135	101	101	36	50	135
30635-155*	106	106	37	52	155
30635-175	111	111	38	55	175
30635-200*	116	116	39	57	200
30635-230	121	121	41	59	230
30635-255*	126	126	42	61	255
30635-290	131	131	43	63	290
30635-320*	136	136	44	66	320
30635-355	141	141	46	68	355
30635-395*	146	146	47	70	395
30635-435	151	151	48	72	435
30635-480*	156	156	49	74	480
30635-525	161	161	51	77	525

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком *.





Информация о материалах





Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительно естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов покрыта микротаном® (микрополиуретановой пеной). Частота капсулярной контрактуры при использовании имплантатов с микрополиуретановым покрытием составляет 0-3%¹, что на 30% ниже по сравнению с гладкими имплантатами.²

1: Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Herrmann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007
2: Handel, 2006

Репликон® MHP – высокий профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
A	C	B	D		
30636-120	91	91	40	52	120
30636-145*	96	96	41	54	145
30636-165	101	101	43	57	165
30636-190*	106	106	45	59	190
30636-220	111	111	46	62	220
30636-250*	116	116	48	64	250
30636-285	121	121	50	67	285
30636-320*	126	126	51	69	320
30636-360	131	131	53	72	360
30636-405*	136	136	55	74	405
30636-450	141	141	56	77	450
30636-500*	146	146	58	79	500

Репликон® MXP – экстремально высокий профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
A	C	B	D		
30637-085*	76	76	40	49	85
30637-100	81	81	43	52	100
30637-120*	86	86	45	55	120
30637-145	91	91	47	58	145
30637-170*	96	96	49	61	170
30637-200	101	101	51	63	200
30637-230*	106	106	53	66	230
30637-265	111	111	55	69	265
30637-300*	116	116	57	72	300
30637-345	121	121	59	75	345
30637-385*	126	126	61	78	385
30637-435	131	131	63	80	435
30637-485*	136	136	65	83	485
30637-545	141	141	67	86	545

Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com

Дистрибьютор:

ООО Политех Силимед Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
✉ office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua

