

Replicon® *Sublime Line* Microthane®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, анатомической формы, с поверхностью Microthane®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

POLYTECH

Health & Aesthetics



Заполненные силиконовым гелем имплантаты Replicon® имеют поверхность Microthane®, круглое основание, анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней трети. Степень заполнения имплантатов *Sublime Line*® увеличена для достижения оптимального объема.

Консистенция этих высококачественных имплантатов очень близка к естественным тканям молочной

железы. Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (MLS), средний профиль (MMS), высокий профиль (MHS) и экстра высокий профиль (MXS).

Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –
качество, созданное в Германии**

Replicon® MLS – Низкий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30734-100*	93	93	28	42	100
30734-110	98	98	29	44	110
30734-125*	103	103	30	46	125
30734-150	108	108	31	48	150
30734-165*	113	113	31	50	165
30734-185	118	118	32	52	185
30734-210*	123	123	33	54	210
30734-235	128	128	34	56	235
30734-265*	133	133	35	58	265
30734-290	138	138	36	59	290
30734-320*	143	143	37	61	320
30734-350	148	148	37	63	350
30734-390*	153	153	38	65	390
30734-425	158	158	39	67	425

Replicon® MMS – Средний профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30735-110	88	88	34	48	110
30735-125*	93	93	35	50	125
30735-150	98	98	37	52	150
30735-170*	103	103	38	54	170
30735-195	108	108	39	56	195
30735-220*	113	113	40	59	220
30735-255	118	118	42	61	255
30735-280*	123	123	43	63	280
30735-320	128	128	45	65	320
30735-350*	133	133	46	67	350
30735-390	138	138	47	70	390
30735-435*	143	143	49	72	435
30735-480	148	148	50	74	480
30735-530*	153	153	51	76	530
30735-580	158	158	53	78	580

Информация о материалах

Имплантаты производства POLYTECH Health&Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formory® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.

Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата покрыта Microthane® (микрополиуретановой пеной). Данная поверхность известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры¹.

1: (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

Дистрибьютор:
ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Replicon® MHS – Высокий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30736-130	88	88	41	53	130
30736-160*	93	93	42	56	160
30736-180	98	98	44	58	180
30736-210*	103	103	46	61	210
30736-240	108	108	47	63	240
30736-275*	113	113	49	66	275
30736-315	118	118	51	68	315
30736-350*	123	123	53	71	350
30736-395	128	128	55	73	395
30736-445*	133	133	57	76	445
30736-495	138	138	59	78	495
30736-550*	143	143	61	81	550

Replicon® MXS – Экстремально высокий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30737-095*	73	73	42	50	95
30737-110	78	78	45	53	110
30737-130*	83	83	47	56	130
30737-160	88	88	49	59	160
30737-185*	93	93	51	62	185
30737-220	98	98	53	65	220
30737-255*	103	103	55	67	255
30737-290	108	108	57	70	290
30737-330*	113	113	59	73	330
30737-380	118	118	61	76	380
30737-425*	123	123	63	79	425
30737-480	128	128	65	82	480
30737-535*	133	133	67	84	535
30737-600	138	138	69	87	600

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (*).

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

