

Replicon® *Sublime Line* POLYtxt®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, анатомической формы, с поверхностью POLYtxt®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

POLYTECH

Health & Aesthetics



Заполненные силиконовым гелем имплантаты Replicon® имеют текстурированную поверхность POLYtxt®, круглое основание, анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней трети. Степень заполнения имплантатов *Sublime Line*® увеличена для достижения оптимального объема.

Консистенция этих высококачественных имплантатов очень близка к естественным тканям молочной

железы. Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (TLS), средний профиль (TMS), высокий профиль (THS) и экстра высокий профиль (TXS).

Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –
качество, созданное в Германии**

Replicon® TLS – Низкий профиль, POLYtxt®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20734-100*	90	90	26	40	100
20734-110	95	95	27	42	110
20734-125*	100	100	28	44	125
20734-150	105	105	29	46	150
20734-165*	110	110	29	48	165
20734-185	115	115	30	50	185
20734-210*	120	120	31	52	210
20734-235	125	125	32	54	235
20734-265*	130	130	33	56	265
20734-290	135	135	34	58	290
20734-320*	140	140	35	59	320
20734-350	145	145	35	61	350
20734-390*	150	150	36	63	390
20734-425	155	155	37	65	425

Replicon® TMS – Средний профиль, POLYtxt®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20735-110	85	85	32	44	110
20735-125*	90	90	33	46	125
20735-150	95	95	35	48	150
20735-170*	100	100	36	50	170
20735-195	105	105	37	52	195
20735-220*	110	110	38	55	220
20735-255	115	115	40	57	255
20735-280*	120	120	41	59	280
20735-320	125	125	43	61	320
20735-350*	130	130	44	63	350
20735-390	135	135	45	66	390
20735-435*	140	140	47	68	435
20735-480	145	145	48	70	480
20735-530*	150	150	49	72	530
20735-580	155	155	51	74	580

Информация о материалах

Имплантаты производства POLYTECH Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formogel® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.

Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата имеет текстурированную поверхность POLYtxt®. Данная текстура известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры¹.

¹: частота капсулярной контрактуры при использовании имплантов с текстурированной поверхностью: 8-15% (Iwaguchi+Frame, 1997), что на 15% ниже, чем при использовании гладких имплантатов (Handel, 2008)

Дистрибьютор:
ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Replicon® THS – Высокий профиль, POLYtxt®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20736-130	85	85	39	49	130
20736-160*	90	90	40	52	160
20736-180	95	95	42	54	180
20736-210*	100	100	44	57	210
20736-240	105	105	45	59	240
20736-275*	110	110	47	62	275
20736-315	115	115	49	64	315
20736-350*	120	120	51	67	350
20736-395	125	125	53	69	395
20736-445*	130	130	55	72	445
20736-495	135	135	57	74	495
20736-550*	140	140	59	77	550

Replicon® TXS – Экстравысокий профиль, POLYtxt®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20737-095*	70	70	40	46	95
20737-110	75	75	43	49	110
20737-130*	80	80	45	52	130
20737-160	85	85	47	55	160
20737-185*	90	90	49	58	185
20737-220	95	95	51	61	220
20737-255*	100	100	53	63	255
20737-290	105	105	55	66	290
20737-330*	110	110	57	69	330
20737-380	115	115	59	72	380
20737-425*	120	120	61	75	425
20737-480	125	125	63	78	480
20737-535*	130	130	65	80	535
20737-600	135	135	67	83	600

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (*).

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com

