

Репликон®

Текстурированные, наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, каплевидная форма, четыре проекции

POLYTECH

Health & Aesthetics



Текстурированные, наполненные силиконовым гелем имплантаты Репликон® имеют круглое основание, каплевидный профиль и наивысшую точку проекции в нижней трети круглого основания.

Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к молочной железе. Существует четыре проекции

имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль (ММР), высокий профиль (МНР) и экстра высокий профиль (МХР).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

Репликон®, CE 0483

Репликон® TLP – низкий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20634-090*	93	93	25	40	90
20634-100	98	98	26	42	100
20634-115*	103	103	27	44	115
20634-135	108	108	28	46	135
20634-150*	113	113	28	48	150
20634-170	118	118	29	50	170
20634-190*	123	123	30	52	190
20634-215	128	128	31	54	215
20634-240*	133	133	32	56	240
20634-265	138	138	33	58	265
20634-290*	143	143	34	60	290
20634-320	148	148	34	61	320
20634-355*	153	153	35	63	355
20634-385	158	158	36	65	385

Репликон® TMP – средний профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20635-100	88	88	31	44	100
20635-115*	93	93	32	46	115
20635-135	98	98	34	48	135
20635-155*	103	103	35	50	155
20635-175	108	108	36	52	175
20635-200*	113	113	37	55	200
20635-230	118	118	39	57	230
20635-255*	123	123	40	59	255
20635-290	128	128	41	61	290
20635-320*	133	133	42	63	320
20635-355	138	138	44	66	355
20635-395*	143	143	45	68	395
20635-435	148	148	46	70	435
20635-480*	153	153	47	72	480
20635-525	158	158	49	74	525

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком *.

Информация о материалах

Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительно естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов текстурированная. Эта текстура известна своей надежностью, и доказана ее роль в значительном снижении частоты капсулярной контрактуры.¹

1: при использовании текстурированных имплантатов – 8-15% (Iwuagwu + Frame, 1997), что на 15% ниже по сравнению с гладкими имплантатами (Handel, 2006)

Репликон® THP – высокий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20636-120	88	88	38	49	120
20636-145*	93	93	39	52	145
20636-165	98	98	41	54	165
20636-190*	103	103	43	57	190
20636-220	108	108	44	59	220
20636-250*	113	113	46	62	250
20636-285	118	118	48	64	285
20636-320*	123	123	49	67	320
20636-360	128	128	51	69	360
20636-405*	133	133	53	72	405
20636-450	138	138	54	74	450
20636-500*	143	143	56	77	500

Репликон® THP – экстра высокий профиль, текстурированные

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
20637-085*	73	73	38	46	85
20637-100	78	78	41	49	100
20637-120*	83	83	43	52	120
20637-145	88	88	45	55	145
20637-170*	93	93	47	58	170
20637-200	98	98	49	61	200
20637-230*	103	103	51	63	230
20637-265	108	108	53	66	265
20637-300*	113	113	55	69	300
20637-345	118	118	57	72	345
20637-385*	123	123	59	75	385
20637-435	128	128	61	78	435
20637-485*	133	133	63	80	485
20637-545	138	138	65	83	545

Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com



Дистрибьютор:

ООО Политех Силимед Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
📧 office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua